

## ECO SPEKTRO – ECO BRONYSOLV – ECO AZIDIOL ECO SOMA – ECO BACTO

Erstklassige Reagenzien - MADE IN  - & Tests vom Weltmarktführer,  
für die Untersuchung von Milch, Milchprodukte, Lebensmittel und Getränke,  
zu einem fairen Preis!

Umfangreiche Tests und zufriedene Kunden belegen es,  
die Produkte der ECO-Reihe sind:

- 👍 **Hervorragende Produkte zu einem fairen Preis.**
- 👍 **Zumindest gleichwertig wie herkömmliche Produkte.**
- 👍 **Leichter zu handhaben.**
- 👍 **Umweltschonend und sicher.**



### • ECO-SPEKTRO Zero/Nullpunkt Konzentrat:

Wir haben das „ECO SPEKTRO Zero/Nullpunkt Konzentrat“ intensivst getestet. Es besteht **kein Unterschied** zu den herkömmlichen Reagenzien, die **Messwerte sind identisch**. Rohmilchlabor

Für 5l Nullpunktlösung  
Für 10l Nullpunktlösung

Verpackungseinheit 50 Stk.  
Verpackungseinheit 50 Stk.

Art.Nr.: 9-001-1205  
Art.Nr.: 9-001-1210

### • ECO-SPEKTRO Clean Easy Konzentrat:

Ein Vorteil von „CLEAN EASY Konzentrat flüssig“ ist sofort ersichtlich: **Einfach verdünnen fertig**.  
Wir sind dadurch **wesentlich flexibler** und **sparen Arbeits- und Wartezeit**. Molkereilabor

Für 5l Reinigungslösung

Verpackungseinheit 50 Stk.

Art.Nr.: 2-001-1009

### • ECO-SPEKTRO Clean Enzym-PLUS:

Ist ein multienzymatisches Reagenz, das speziell für die Reinigung von Analysengeräten in der  
Lebensmittelanalytik entwickelt wurde.

ECO Spektro **ENZYM-PLUS** entfernt zuverlässig Rückstände von: Farbstoffen – Fetten – Zucker  
Pflanzenreste (Rohfaser) – Proteine und Verdickungsmittel (Gelatine, Stärke).

**Ventile und Schläuche wechseln** wurde bei uns eine **Seltenheit**. Molkereilabor

Für 500 ml Reinigungslösung  
Für 500 ml Reinigungslösung  
Für 500 ml Reinigungslösung

Verpackungseinheit 50 Stk.  
Verpackungseinheit 6 Stk.  
Verpackungseinheit 12 Stk.

Art.Nr.: 20.011.050  
Art.Nr.: 20.011.006  
Art.Nr.: 20.011.012

### • ECO-BRONYSOLV Flüssiges Stabilisierungsmittel für Milchproben:



**Geprüft und empfohlen von der HBLFA in Rotholz.**

Für Proben zur Milchleistungsprüfung, Kalibrationsproben und Rückstellmuster.

**Keine Giftbezugslizenz notwendig! Kein Einfluß auf Messwerte!**

**Rohmilch Proben bei Raumtemperatur mehrere Wochen lagerbar!**

Für ca. 3.250 Rohmilchproben  
Für ca. 65.000 Rohmilchproben

Verpackungseinheit 250ml  
Verpackungseinheit 5li

Art.Nr.: 9-001-1256  
Art.Nr.: 9-001-5006

### • ECO-AZIDIOL Das bewährte Konservierungsmittel für Rohmilchproben:

Geprüft und offiziell zugelassen von  Agrarmarkt Austria.

Seit Jahren bestens bewährt für die Rohmilchuntersuchung zur Qualitätsbezahlung.

Einzigartiges Qualitätssicherungskonzept mit Prüfmuster.

Für ca. 10.000 Rohmilchproben  
Für ca. 50.000 Rohmilchproben

Verpackungseinheit 1li  
Verpackungseinheit 5li

Art.Nr.: 9-001-1001  
Art.Nr.: 9-001-1005

### • ECO-BACTO Reagenzien für die Bestimmung der Gesamtkeimzahl

Ausgewählte Reagenzien für die Durchfluss-Zytometrie, Zytologie & Histologie

Protease 150  
Farbstoff/Ethidiumbromidelösung  
Detergenz-Konzentrat

Verpackungseinheit 25 Stk.  
Verpackungseinheit 4/16 Stk.  
Verpackungseinheit 1 Stk.

Art.Nr.: ANE-E150  
Art.Nr.: ANA-S100-4/16  
Art.Nr.: ANA-DET911

### • **ECO-SOMA Für die Bestimmung Somatischer-Zellen**

Reagenzien für die Durchfluss-Zytometrische-Bestimmung Somatischer-Zellen in Rohmilch.

Seit Jahren verwenden wir die **ECO-SOMA Reagenzien**. Es besteht **kein Unterschied** zu den herkömmlichen Reagenzien, die **Messwerte sind identisch!** Rohmilchlabor

|                                   |                           |                     |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Farbstofflösung <sup>1</sup>      | Verpackungseinheit 1 Stk. | Art.Nr.: 1-920-8858 |
| Pufferkonzentrat <sup>2</sup>     | Verpackungseinheit 1 Stk. | Art.Nr.: 2-920-4351 |
| Detergent/Reinigungskonzentrat    | Verpackungseinheit 1 Stk. | Art.Nr.: 1-920-8861 |
| Spüllösung                        | Verpackungseinheit 1 Stk. | Art.Nr.: 1-920-8862 |
| Set f. ca. 200.000 Untersuchungen | 8x1+8x2+3x3               | Art.Nr.: 1-920-8888 |

### • **CHARM SCIENCES INC.**

Pionier und weltweit die Nummer 1, so werden zum Beispiel mehr als 85% der Milchlieferung mit einem CHARM ROSA Tests auf Antibiotika-Rückstände geprüft!

**Antibiotika- & Mykotoxin-Tests, Hygiene- & Allergenmonitoring, Alkaline-Phosphatase**

**ROSA: Antibiotika-Test ohne Kompromisse.**

**Rasch – Objektiv – Sicher – Anwenderfreundlich**

|                                               |               |                          |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| ROSA $\beta$ Laktam Test inkl. Standard       | VPE: 100 Stk. | Art.Nr.: LF-MRLBLX-100   |
| ROSA Präzisions-Pipettem                      | VPE: 500 Stk. | Art.Nr.: LF-POLY-300/500 |
| ROSA $\beta$ Laktam Test inkl. Präz.-pipetten | SET je 100    | Art.Nr.: LF-MRLBLX-SUPK  |



**Österreichs meist angewandter Antibiotika-Test für Milch!**

**ATP GIENE TECHNOLOGY, effizientes ATP Hygiene- & Allergenmonitoring in Echtzeit!**

**Mit patentierten Reagenzien für geringste Nachweis-Grenzen & einfachste Anwendung.**

**CHARM SCIENCES INC. ATP-Swabs können im Kunststoffkreislauf wiederverwertet werden!**



|                                               |              |                         |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Temperatur unabhängiger ATP Hygiene Test      | VPE: 25 Stk. | Art.Nr.: POCK-PLUS-25K  |
| Hochsensitiver Wasser-ATP Hygiene Test        | VPE: 25 Stk. | Art.Nr.: POCK-H2OP-25K  |
| Höchst robuster ATP Hygiene-Outdoor/Feld-Test | VPE: 25 Stk. | Art.Nr.: POCK-FIELD-25K |
| Hochsensitiver ATP Allergentest               | VPE: 25 Stk. | Art.Nr.: POCK-ALRG-25K  |

**Weltweit meistverwendeter ATP Test bei der Lebensmittelherstellung**

**CHARM PEEL PLATE: Moderne Mikrobiologie, mit zukunftsorientierten Fertignährboden**

Ressourcen schonende und vielfach erprobte Anwendungen wie z.B. für Molkereiprodukte, Fleisch- & Fleischwaren, Wasser, Spülwasser und Lebensmittelverpackungen, sowie Produktionsstätten.

Mit dem PEEL PLATE Konzept erhalten Sie die gleichen **Resultate wie üblich**, nur **ohne den bisherigen Zeitaufwand und Ressourcenverbrauch**.

Zur Verbesserung der Testergebnisse und Vereinfachung der Auswertung werden Farbindikatoren anstatt der bisher oft üblichen, schwer erkennbaren, Gasbläschen Bildung verwendet.

**Peel-Plate Methoden sind global geprüft** wie zum Beispiel durch AOAC, PMO (Pasteurized Milk Ordinance) sowie MicroVal und in der **EU und weltweit anerkannt**.



**PAS LITE™: ISO 22160 / IDF 209 Standardmethode für den Phosphatase-Test.**

Einfachste Überprüfung und Dokumentation der korrekten Hitzebehandlung, **in nur 4 Minuten**.

Alkaliner-Phosphatase Test, geeignet **für alle Milchprodukte** und auch **Fleischwaren**.

|                                          |                             |                      |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Alkaline-Phosphatase Test inkl. Standard | Verpackungseinheit 100 Test | Art.Nr.: PAS-ISO-100 |
| Alkaline-Phosphatase Test Teströhrchen   | Verpackungseinheit 500 Stk. | Art.Nr.: 2-MTC-X1    |

**Tests vom Weltmarktführer & erstklassige Reagenzien MADE IN  , für die Untersuchung von Milch und Milchprodukten, Lebensmittel und Getränken – Alles zu einem fairen Preis**

**TESTEN SIE UNS: Kostenlose Muster-Anforderung:**

Anruf genügt: (+43) – (0)664-20 47 067 oder per Email an: [analitik-austria@chello.at](mailto:analitik-austria@chello.at)

**SEHR ATTRAKTIVE STAFFELPREISE AUF ANFRAGE!**